

Heal-Ex MISTY Microcatheter

2.0 Fr

Standard Type

更なる低侵襲 TACE を目指して…

For More Minimal Invasive Treatment

3Fr System ニーズ対応のスペック。内径 0.032 インチのガイドカテーテルに挿入可能。

Excellent Stable Working

薬液高圧注入時に想定されるカテーテルキックバックを低減するシャフト設計をしています。


Excellent Tip Retention

独自設計のカテーテルチップが先端形状保持力を発揮し、安定したカテーテルのフィーダーアクセスで薬剤注入をサポートします。

Excellent Shaft Visibility

Radiopaque なタングステンブレードを採用し、カテーテルポジションを見失うことなく安全な手技をアシストします。

Heal-ex MISTY 2.0Fr Specification



Heal-ex MISTY 2.0Fr Lineup

カタログ No.	有効長	先端形状	親水性コーティング長	マーカー数	Proximal O.D./I.D (Fr/inch)	Distal O.D./I.D (Fr/inch)
521-1100	110cm	ストレート	70cm	1 マーカー	2.4/0.022	2.0/0.020
521-1101		45度アングル				
521-1102		コブラ				
☆ 521-1103		ストレート				
521-1300	130cm	ストレート	120cm	1 マーカー	2.4/0.022	2.0/0.020
521-1301		45度アングル				
521-1302		コブラ				
☆ 521-1303		ストレート				
521-1500	150cm	ストレート	120cm	1 マーカー	2.4/0.022	2.0/0.020
521-1501		45度アングル				
521-1502		コブラ				
☆ 521-1503		ストレート				

☆ こちらの製品は Yコネクター同封製品となります。

■ 適合最大ガイドワイヤー：0.016inch ■ 適合最小ガイドワイヤー内腔：0.032inch

- ◆ 販売名：TC マイクロカテーテル
- ◆ 一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル
- ◆ クラス分類：高度管理医療機器 (クラス 4)
- ◆ 承認番号：30200BZX00092000
- ◆ 特定保険医療材料請求分類
1 マーカー：血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり (OSB)

製造販売元

株式会社テクノクラートコーポレーション

本社 〒486-0845 愛知県春日井市瑞穂通 1-186

TEL 0568-37-1107 FAX 0568-37-1108

<https://www.technocrat-corp.com>