



MICROCATHETER

TACTICS *Pro*

Technique And Concept To Improve a Catheterization System

Technocrat
C o r p o r a t i o n

We've woven the Technique And Concepts To Improve a Catheterization System into this one.

TACTICS Pro Products Features

～ The better Profile is for the better Procedure, for all the Progress. ～

○ コンセプト:10カテ専用DAC

10カテ専用DACに特化した設計コンセプトに立ち返り、製品設計をアップデートしました。

○ 最大適合ガイドワイヤー


標準的に使用される0.035インチのガイドワイヤーに対応しています。

○ リニアな送達性



スムーズな送達性を実現するため、シームレスなセグメント設計を採用しました。

○ 最適な内腔設計

手元シャフトの膜厚を最適化し、シャフトのキック耐性を向上させることで、挿入デバイスのバックアップ性能を強化しました。



TACTICS Pro Specification



TACTICS Pro Lineup

カタログ No.	カテーテル有効長	カテーテル全長	デッドスペースボリューム	親水性コーティング長	ディスタル部 外径 / 内腔	プロキシマル部 外径 / 内腔	適合最大ガイドワイヤー	適合最小ガイドワイヤーカテーテル内腔	挿入可能カテーテル外径	推奨最小シースサイズ
550-3200	120 cm	128 cm	1.01cc	80cm	3.2Fr (1.08mm)	3.4Fr (1.14mm)	0.035inch (<0.90mm)	0.048inch	2.6Fr (≦0.86mm)	4Fr
550-3250	125 cm	133 cm	1.06cc		0.035inch (0.90mm)	0.037inch (0.95mm)				
550-3300	130 cm	138 cm	1.11cc							

◆ 販売名: TCマイクロカテーテル

◆ 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル

◆ クラス分類: 高度管理医療機器 (クラス4)

◆ 承認番号: 30200BZX00092000

◆ 特定保険医療材料請求分類

血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/造影能強化型(マイクロカテ・OZ)

製造販売元

株式会社テクノクラートコーポレーション

本社 〒486-0845 愛知県春日井市瑞穂通 1-186

TEL 0568-37-1107 FAX 0568-37-1108

<https://www.technocrat-corp.com>