


Heatex

Double Marker

Microcatheter



レングスバリエーションを取り揃えた 2 マーカーマイクロカテーテル。

有効長 70cm・130cm・150cm・160cm


Utility Variation

コイル塞栓術のさまざまな部位にアジャストした有効長の2 マーカーマイクロカテーテルを提案します。

Smooth Delivery

コイルデリバリーのサポート性と安定性を重視して最小外径を 2.3 Fr、内腔を 0.021inch に設計しました。

Heal-ex Double Marker Specification




Heal-ex Double Marker Lineup

カタログ No.	有効長	先端形状	親水性コーティング長	先端柔軟部長	マーカー数	外径 (Fr) Proximal/Distal	内腔 (inch)	デッドスペース (CC)
☆ 503-0700	70cm	ストレート	60cm	30cm	2 マーカー	2.9 / 2.3	0.021	0.35
503-1300	130cm		70cm					0.55
503-1500	150cm		130cm					0.58
☆ 503-1600	160cm		130cm					0.60

☆ 受注生産となります。

- 適合最大ガイドワイヤー：0.018inch
- 適合最小ガイドワイヤー内腔：0.042inch
- ◆ 販売名：TC マイクロカテーテル
- ◆ 一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル
- ◆ クラス分類：高度管理医療機器 (クラス 4)
- ◆ 単回使用
- ◆ 承認番号：30200BZX00092000
- ◆ 特定保険医療材料請求分類
2 マーカー：血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/
デタッチャブルコイル用 (O コイル)

カテーテルバランスデータ



製造販売元

株式会社テクノクラートコーポレーション

本社 〒486-0845 愛知県春日井市瑞穂通 1-186

TEL 0568-37-1107 FAX 0568-37-1108

<https://www.technocrat-corp.com>